

## Le nouvel outil du nutritionniste, le X-NIR™

L'AgriNIR™ avait apporté une révolution en simplifiant l'analyse des fourrages et aliment, le X-NIR™ va encore plus loin. Désormais, **il n'est plus nécessaire de prélever des échantillons** pour analyser. Le X-NIR™ s'utilise **comme un pistolet**, directement sur le silo, la botte de foin ou le seau d'aliment.

Comme l'AgriNIR™ et développé par la même société italienne Dinamica Generale, le X-NIR™ utilise la technologie du **proche infra-rouge**. Il embarquera ainsi l'ensemble de l'ingénierie familles et ingrédients mise au point avec AgriNIR™. À ce jour, **15 familles d'aliments** sont analysées : des ensilages au foin, en passant par les tourteaux et la ration complète.

Le fonctionnement du X-NIR™ est très **simple et intuitif** grâce à son écran tactile. Son fonctionnement requière juste une batterie rechargeable, sans autre consommable. Les données sont exportables sur clé USB.

Orne Conseil Élevage est le distributeur exclusif France pour les organismes de conseil en élevage. Le X-NIR™ sera diffusé dès le début 2016. Ce sera l'outil de prédilection pour accompagner chaque conseiller nutritionniste sur le terrain. L'objectif : élaborer des rations efficaces et performantes grâce à une connaissance précise des valeurs alimentaires apportées par chaque composant de la ration.



### Contact

Olivier Raux – référent NIR Orne Conseil Élevage

06 86 67 91 67 ou [olivier.raux@orne-conseil-elevage.fr](mailto:olivier.raux@orne-conseil-elevage.fr)